

設置作業費
0円!!

有機溶媒精製装置

Hansen Glass Contour MINI

設置作業費サービスキャンペーン

キャンペーン期間 2016年11月～2017年3月末受注分まで

Glass Contour MINI 本体 ¥380,000-

+

10Lケグ or カプラキット ¥180,000-

↓

装置価格 ¥560,000-

対応溶媒

① Acetonitrile	⑦ Chloroform
② Dimethyl Ether (DME)	⑧ Benzene
③ Diethyl Ether	⑨ Toluene
④ Dichloromethane (DCM)	⑩ Cyclohexane
⑤ Tetrahydrofuran (THF)	⑪ Hexane
⑥ 1,4-Dioxane	

- HPLCグレードの溶媒で80Lを精製可能
- W220×D290×H605mmのコンパクトサイズ
- 溶媒取出し口はルアーロック専用
- ※高純度不活性ガス、ガス圧調整用レギュレーターは別途必要です。
- ※出張費は別途必要です。



販売店

製造・販売元

NIKKO HANSEN & CO., LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

〒530-0043 大阪市北区天満4-15-5

TEL 06-4801-7751 / FAX 06-6358-5580

HP : <http://www.nikko-hansen.jp>