


# Smart2Pure 水道水直結型超純水製造装置

## ウインターキャンペーン



日頃のご愛顧に感謝して、

**Smart2Pure** 全シリーズ

**衝撃特価!!** にて提供いたします。

**Smart2Pure**  
全シリーズ **40%OFF!!**


この機会に是非お買い求めください!!

キャンペーン期間

2017年12月1日～2018年3月31日  
受注分

【参考例】

Smart2Pure3  
UV 標準価格(税抜)  
¥570,000



キャンペーン価格(税抜)

**¥342,000**

ニッコー・ハンセン株式会社  
ハンセン営業部

# Smart2Pure

## ■多彩なバリエーション

- ・「UV/UF」…ウルトラフィルター搭載によりヌクレアーゼやバイロジェンを効果的に除去。
- ・「UV」…UVランプ搭載により、滅菌、有機物を酸化分解。
- ・「Base」:カートリッジのみ

計3モデルをご用意

製造量はそれぞれ、毎時3L、6L、12Lの3タイプをご用意。

計9種類のシステムから最適な装置選択が可能！！

## ■タンク循環機能



純水の製造が停止しても、30分中10分間、タンク内の純水が本体を再循環し、タンク内部の純水の純度低下を防止。



■簡単セルフメンテナンス  
ワンタッチコネクタ接続  
により、消耗品簡単交換！



■コンパクト  
わずかなスペースで設置可能なコンパクト設計！



■内蔵タンク  
3.6L製造モデルは  
6Lタンク内蔵！



■採水バルブ  
ひねるだけの簡単採水！  
採水量・採水速度も調節可！

モデルNo.	品名	定価 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
50129869	Smart2Pure3 Base	¥520,000	¥312,000
50129872	Smart2Pure3 UV	¥570,000	¥342,000
50129688	Smart2Pure3 UV/UF	¥640,000	¥384,000
50129885	Smart2Pure6 UV	¥700,000	¥420,000
50129887	Smart2Pure6 UV/UF	¥770,000	¥462,000
50129888	Smart2Pure12 Base	¥700,000	¥420,000
50129890	Smart2Pure12 UV	¥850,000	¥510,000
50129845	Smart2Pure12 UV/UF	¥890,000	¥534,000
06.5040	Smart2Pure12用30Lタンク	¥130,000	¥78,000
06.5070	Smart2Pure12用60Lタンク	¥150,000	¥90,000

注1:オプション製品はキャンペーン対象外となります。

注2:設置作業費・出張費は別途必要となります。

注3:Baseモデルはメーカーの販売が終了しているため、弊社在庫なくなり次第終了となります。(6 Baseモデルは在庫なし)

## 販売店



## 販売元

NIKKO HANSEN&CO.,LTD.  
ニッコー・ハンセン株式会社  
ハンセン営業部  
〒530-0043 大阪市北区天満4-15-5  
TEL 06-4801-7751/FAX 06-6358-5580  
HP : <http://www.nikko-hansen.jp>