

# 新製品販売記念

## キャンペーン Vol.2 プライスダウン



1ブロック PCR



2ブロック PCR



4ブロック PCR



微量分光光度計



小型卓上遠心分離機

キャンペーン期間 平成30年10月1日から平成31年3月末まで

**ニッコー・ハンセン株式会社**

## おトク1. サーマルサイクラー



Alpha Cyclers AC-1 シングルブロックモデル  
96well and 384well 定価 550,000 円  
本体サイズ W260×D430×H200mm 100-230V 50/60Hz

**キャンペーン価格 380,000 円**



Alpha Cyclers AC-2 ダブルブロックモデル  
96well and 384well 定価 1,050,000 円  
本体サイズ W535×D470×H335mm 100-230V 50/60Hz

**キャンペーン価格 720,000 円**



Alpha Cyclers AC-4 4ブロックモデル  
96well and 384well 定価 2,000,000 円  
本体サイズ W535×D700×H335mm 100-230V 50/60Hz

**キャンペーン価格 1,360,000 円**

## Alpha Cyclers 特徴

- ・ 2年保証。
- ・ 7インチカラーHDタッチパネル採用。(2ブロックと4ブロックは10インチカラーHDタッチパネル)
- ・ 8個のペルチェを搭載することにより温度均一性を向上。
- ・  $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ の温度精度と $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ の温度均一性を実現。
- ・ Denaturation, Annealing, Extension それぞれの反応条件を最適化する12段階のグラジエントを設定可能。
- ・ Alpha Track(無料アプリ)によりリモート実行とシステム監視が可能。

## モデル型式番号

- ・ シングルブロックモデル (AC196, AC1384)
- ・ ダブルブロックモデル (AC296, AC2384, AC2196)
- ・ 4ブロックモデル (AC496, AC4384, AC4196, AC4296, AC4396)

## おトク2. 微量分光光度計



2019年1月発売予定!

### 7415NANO

Micro-volume Spectrophotometers 定価 950,000 円  
本体サイズ W280×D500×H156mm 100-230V 50/60Hz

**キャンペーン価格 700,000 円**

### 7415NANO 特徴

- ・ 3年保証。
- ・ 7インチカラーHDタッチパネル採用。
- ・ 198～1000nmの波長範囲。
- ・ DNA, RNA, タンパク質の測定に最適。
- ・ 最少、0.5μlボリューム（最大5μl）で測定が可能。
- ・ 2ng/μlまでのDNA濃度の検出が可能。

## おトク3. 小型卓上遠心分離機



### Smart 13 定価 73,000 円

本体サイズ W190×D200×H130mm 100V 50/60Hz

**20,000 円分のオプションプレゼント!**

**5.0ml用ローターもしくはPCRチューブ用ローター**



A5.0-6



A0.2-32


### Smart13 特徴

- ・ コンパクトモデルで最大 12,032RCF の遠心分離が可能。
- ・ 最大回転数は 13,500RPM
- ・ BLDC モーター (65W) でメンテナンスフリーのオペレーション。
- ・ スピンドアウン機能搭載。
- ・ カバーセンサー搭載。
- ・ 1.5/2.0ml×12 ローター標準装備

※5.0ml用のローター適合チューブはエッペンドルフ専用となります。

# Hansen

取扱代理店



輸入・販売元

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン営業部

**Nikko Hansen & Co., Ltd.**

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-15-5

TEL: 06-4801-7751 (代表)

FAX: 06-6358-5580

<http://www.nikko-hansen.jp>