

クライオシリーズ

クライオボックス (液体窒素凍結保存容器用)

- ・ポリカーボネート製
- ・使用可能温度範囲-190℃～+121℃
- ・オートクレーブ可能
- ・液体窒素貯留防止ドレイン付
- ・サンプル識別に便利なナンバー付



カラー	サイズ(mm) (W×D×H)	入数	グリッド	カタログNo	適合ローケーター
1.2-2.0ml用					
ブルー	133×133×52	5	9×9	5150001	JrPlus、4Plus、6Plus Aセット
グリーン	133×133×52	5	9×9	5150002	JrPlus、4Plus、7Plus Aセット
レッド	133×133×52	5	9×9	5150003	JrPlus、4Plus、8Plus Aセット
ブルー	133×133×52	5	10×10	5150011	JrPlus、4Plus、10Plus Aセット
グリーン	133×133×52	5	10×10	5150012	JrPlus、4Plus、11Plus Aセット
レッド	133×133×52	5	10×10	5150013	JrPlus、4Plus、12Plus Aセット
3.0-5.0ml用					
ブルー	133×133×95	4	9×9	5150021	JrPlus、4Plus、6Plus Bセット
グリーン	133×133×95	4	9×9	5150022	JrPlus、4Plus、6Plus Bセット
レッド	133×133×95	4	9×9	5150023	JrPlus、4Plus、8Plus Bセット
1/4サイズ					
ブルー	76×76×52	8	5×5	5150031	8Plus
グリーン	76×76×52	8	5×5	5150032	8Plus
レッド	76×76×52	8	5×5	5150033	8Plus

クライオチューブ

- ・DNA, DNase, ATP, パイロジェンフリー
- ・滅菌済み (EN ISO 11137 ベータ線滅菌)
- ・使用可能温度 -190℃～
- ・クラス10000適合クリーンルームにて製造
- ・透明性の高いポリプロピレンを使用
- ・内底は全て丸底タイプ
- ・サンプル名を直接記入できます
- ・容量目盛り付
- ・キャップとシール部が一体構造でO-ringは必要ありません
- ・液体窒素凍結保存容器の場合は気相保存にて使用して下さい。



容量 (ml)	外底形状	サイズ(mm) (直径×高さ)	入数 (本×袋)	カタログNo
アウターキャップ				
1.2	自立型	12.5×43	100×10	5110112
2.0	ラウンド型	12.5×48	100×10	5110120
2.0	自立型	12.5×49	100×10	5110122
3.0	自立型	12.5×72	100×10	5110130
4.0	自立型	12.5×78	100×10	5110140
5.0	自立型	12.5×92	100×10	5110150
インナーキャップ				
1.2	自立型	12.5×41	100×10	5110013
2.0	ラウンド型	12.5×48	100×10	5110025
2.0	自立型	12.5×49	100×10	5110024
4.0	自立型	12.5×78	100×10	5110041
5.0	自立型	12.5×92	100×10	5110051

その他アクセサリ

●カラーキャップ

- ・ポリプロピレン製
- ・1.2～5.0ml チューブに使用可能
- ・サンプルの識別に最適



カラー	入数	カタログNo.
ホワイト	500	5110001
レッド	500	5110002
ブルー	500	5110003
グリーン	500	5110004

●ワークステーション

- ・1.2～5.0ml を40本までセット可能 (有効直径12.5mm)
- ・自立型タイプのクライオチューブなら本体に固定できキャップの開封などの作業が容易に行えます
- ・オートクレーブ可能
- ・ポリプロピレン製
- ・サイズ100×220×30mm




カラー	入数	カタログNo.
ブルー	4	5300100
レッド	4	5300200
グリーン	4	5300400

クライオボックス（フリーザー用）

●紙タイプ（133×133mm）

- ・超低温耐性紙使用
- ・-80℃まで使用可能
- ・撥水と防水タイプを選択可能。
- ・中のグリッドの差し替えにより多様なバイアルに対応可能。




カラー	入数	カタログNo.				
		高さ32mm	高さ50mm	高さ75mm	高さ100mm	高さ130mm
ホワイト	10	5131321	5131501	5131751	5131001	5131131
ブルー	10	5131322	5131502	5131752	5131002	5131132
レッド	10	5131323	5131503	5131753	5131003	5131133
グリーン	10	5131324	5131504	5131754	5131004	5131134
イエロー	10	5131325	5131505	5131755	5131005	5131135

グリッド	入数	適合チューブ		カタログNo.				
		サイズ	外径(mm)	高さ25mm	高さ30mm	高さ40mm	高さ65mm	
4×4	10		28.0	5120214	5120215	5120216	5120217	
5×5	10		23.0	5120124	5120125	5120126	5120127	
6×6	10		19.0	5120134	5120135	5120136	5120137	
7×7	10		16.0	5120144	5120145	5120146	5120147	
8×8	10		14.0	5120154	5120155	5120156	5120157	
9×9	10		11.5	5120165	5120166	5120167	5120168	
10×10	10		10.5	5120175	5120174	5120176	5120177	
12×12	10		8.5	5120185	5120184	5120186	5120187	
13×13	10		8.0	5120194	5120195	5120196	5120197	
14×14	10		7.0	5120204	5120205	5120206	5120207	
16×16	10		6.0	5120225	5120226	5120227	5120228	

※その他ラインナップや136×136mmタイプもございます。
詳細は価格表をご確認下さい。

●プラスチックタイプ（ポリプロピレン）

- ・使用可能温度範囲-90℃～+121℃
- ・オートクレーブ可能
- ・液体貯留防止ドレイン付
- ・グリッド取外し可能



※グリッド別売りタイプもございます。
詳細は価格表をご確認下さい。

カラー	サイズ(mm) (W×D×H)	入数	グリッド	カタログNo.
1.2-2.0ml用				
ナチュラル	133×133×52	5	9×9	5120010
イエロー	133×133×52	5	9×9	5120011
レッド	133×133×52	5	9×9	5120012
グリーン	133×133×52	5	9×9	5120013
ブルー	133×133×52	5	9×9	5120014
ブラック	133×133×52	5	9×9	5120015
3.0-4.0ml用				
ナチュラル	133×133×75	5	9×9	5120020
イエロー	133×133×75	5	9×9	5120021
レッド	133×133×75	5	9×9	5120022
グリーン	133×133×75	5	9×9	5120023
ブルー	133×133×75	5	9×9	5120024
ブラック	133×133×75	5	9×9	5120025

クライオラック（フリーザー用）

- ・ステンレス製
- ・表面研磨洗浄処理済み
- ・破損にくい頑丈な設計
- ・持ち運びに便利なハンドル付
- ・BOXサイズに合わせ多数ラインナップ
- ・スライドインタイプはラックの清掃が簡単にできます。



※サイズ等詳細は価格表をご確認下さい。

販売店

輸入元

NIKKO HANSEN & CO.,LTD

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5

TEL : 06-4801-7751 FAX : 06-6358-5580

web : <http://www.nikko-hansen.jp>