

新商品

容積式キャピラリーマイクロピペット

Acura® 841 - 容積式キャピラリーマイクロピペット

PTFEチップが先端に付いたプランジャーで、精巧なキャピラリーチューブ内をサンプルが容積式に移動して分注を行います。高密度液体、粘度性液体、発泡性液体や揮発性液体などをピペッティングする時に理想的な精度と再現性を実現します。

製品特長

- ・ 5段階のステップ方式容量調整
- ・ 交換可能なプランジャーとガラスキャピラリー
- ・ カラーコードによりピペット、プランジャー、キャピラリーを明確に識別
- ・ PTFEチップが先端に付いたステンレス製のプランジャー

型番	5段階の容量可変 (uL)	精度 (E %)			再現性 (CV %)		
		Min. vol.	Mid. Vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid. Vol.	Max. vol.
841.005	1, 2, 3, 4, 5	<±3.0% ^(注)	<±2.3% ^(注)	<±2.0%	<2.5%	<2.0%	<1.2%
841.025	5, 10, 15, 20, 25	<±1.5%	<±1.2%	<±0.8%	<1.0%	<0.9%	<0.6%
841.050	10, 20, 30, 40, 50	<±1.2%	<±1.0%	<±0.7%	<0.8%	<0.7%	<0.4%
841.100	60, 75, 80, 90, 100	<±0.7%	<±0.7%	<±0.7%	<0.6%	<0.5%	<0.3%
841.200	100, 120, 150, 175, 200	<±0.7%	<±0.7%	<±0.7%	<0.3%	<0.3%	<0.3%

(注) アスピレーション後にキャピラリー端から液体メニスカスを取り除いています。さもなければ、精度は12%位高くなる可能性があります。

上記の値はISO 8655に基づいて、蒸留水で20~25°Cの一定温度(±0.5°C)で測定された値です。

交換用ガラスキャピラリー

型番	カラーコード	梱包	対応ピペット
341.005	白	200個 / 箱	841.005
341.025	2 x 白	200個 / 箱	841.025
341.050	緑	200個 / 箱	841.050
341.100	青	200個 / 箱	841.100
341.200	赤	100個 / 箱	841.200

交換用プランジャー

型番	カラーコード	梱包	対応ピペット
342.005	白	5個 / 箱	841.005
342.025	2 x 白	5個 / 箱	841.025
342.050	緑	5個 / 箱	841.050
342.100	青	5個 / 箱	841.100
342.200	赤	5個 / 箱	841.200



Acura®841用スタンド (320.333)

<特長>
安定したピペットスタンドです。高さを可変調節でき、2台のAcura841®キャピラリーピペットを置くことができます。



輸入・販売元

ニッコー・ハンセン株式会社

〒554-0024 大阪市此花区島屋4-1-131
TEL: 06-6460-1960(代表) FAX: 06-6460-1961

製造元



取扱代理店

