

平成 23 年 6 月吉日
ニッコー・ハンセン株式会社
ニッコー事業部

テクノボトルシリーズ変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
表題の件につきまして下記の通り仕様変更を御案内させていただきます。
御迷惑をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

敬具

記

今回 LabWare カタログ発刊後にテクノボトルシリーズの仕様変更を実施させていただきます。
(変更理由: キャップ及びボトル金型の老朽化による製品リニューアル)

変更仕様

キャップ: J ボトル用キャップを流用
ボトル: 休眠金型を利用

対象製品

TPX [®] 製テクノボトル	細口/広口	全容量
PAN製テクノボトル	細口/広口	全容量
PC製テクノボトル	細口/広口	全容量

詳細につきましては別紙寸法表を御確認下さい。
販売方法・掛率等は従来同様になります。
従来品は在庫なくなり次第廃番とさせていただきます。
簡易図面は HP にアップしております。御手数ですが御確認下さいます様お願い致します。
(<http://www.nikko-hansen.com>)

カタログ上はコード変更されておりません。

申し訳ございませんが、新製品については添付新コードを参照下さい

以上

テクノボトル仕様変更 比較表 1/2

T P X[®]製テクノボトル 細口/広口 従来仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1003-01	-	17.0	44.5	104.0	107.5
250ml 細口	1003-02	-	17.0	59.5	134.0	137.5
500ml 細口	1003-03	-	17.0	72.5	169.5	173.0
1 L 細口	1003-04	-	17.0	90.0	210.5	214.0
100ml 広口	1004-01	-	26.5	44.5	96.5	100.0
250ml 広口	1004-02	-	26.5	59.5	128.5	132.0
500ml 広口	1004-03	-	39.0	72.5	163.5	168.0
1 L 広口	1004-04	-	39.0	90.0	206.5	211.0

T P X[®]製テクノボトル 細口/広口 新仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1003-11	有	21.8	48.0	96.0	99.5
250ml 細口	1003-12	有	21.8	62.0	126.0	129.5
500ml 細口	1003-13	有	32.8	75.5	161.5	165.0
1 L 細口	1003-14	有	32.8	95.0	196.5	200.0
100ml 広口	1004-11	-	33.0	52.0	85.5	89.0
250ml 広口	1004-12	-	33.0	62.0	125.5	129.0
500ml 広口	1004-13	-	42.3	75.0	160.0	163.5
1 L 広口	1004-14	-	42.5	95.0	194.0	197.5

P A N製テクノボトル 細口/広口 従来仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1001-01	-	17.0	45.0	106.0	109.5
250ml 細口	1001-02	-	17.0	60.0	135.5	139.0
500ml 細口	1001-03	-	17.0	72.5	170.5	174.0
1 L 細口	1001-04	-	17.0	91.0	214.0	218.5
100ml 広口	1002-01	-	27.0	45.0	98.0	101.5
250ml 広口	1002-02	-	27.0	60.0	130.0	133.5
500ml 広口	1002-03	-	39.5	72.5	165.5	170.0
1 L 広口	1002-04	-	39.5	91.0	210.0	214.5

P A N製テクノボトル 細口/広口 新仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1001-11	有	22.1	48.8	97.0	100.5
250ml 細口	1001-12	有	22.1	62.5	127.0	130.5
500ml 細口	1001-13	有	33.0	76.5	164.5	168.0
1 L 細口	1001-14	有	33.0	96.0	198.5	202.0
100ml 広口	1002-11	-	33.3	52.7	86.5	90.0
250ml 広口	1002-12	-	33.3	62.5	126.5	130.0
500ml 広口	1002-13	-	43.0	76.5	161.5	165.0
1 L 広口	1002-14	-	43.0	96.0	196.0	199.5

テクノボトル仕様変更 比較表 2/2

PC製テクノボトル 細口/広口 従来仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1007-01	-	17.0	45.0	106.0	109.5
250ml 細口	1007-02	-	17.0	60.0	135.5	139.0
500ml 細口	1007-03	-	17.0	72.5	170.5	174.0
1 L 細口	1007-04	-	17.0	91.0	214.0	218.5
100ml 広口	1008-01	-	27.0	45.0	98.0	101.5
250ml 広口	1008-02	-	27.0	60.0	130.0	133.5
500ml 広口	1008-03	-	39.5	72.5	165.5	170.0
1 L 広口	1008-04	-	39.5	91.0	210.0	214.5

PC製テクノボトル 細口/広口 新仕様

	コード	目盛	口内径	胴径	蓋無高さ	蓋付高さ
100ml 細口	1007-11	有	22.0	48.5	97.0	100.5
250ml 細口	1007-12	有	22.0	62.5	127.0	130.5
500ml 細口	1007-13	有	33.0	76.0	163.5	167.0
1 L 細口	1007-14	有	33.0	96.0	198.5	202.0
100ml 広口	1008-11	-	33.4	52.3	86.5	90.0
250ml 広口	1008-12	-	33.4	62.5	126.5	130.0
500ml 広口	1008-13	-	44.3	76.0	161.5	165.0
1 L 広口	1008-14	-	44.3	96.0	196.0	199.5